

Модель	Ширина, мм					Глубина, мм	Высота, мм	Высота вывода патрубка воды, мм	Вес установки, кг				
	Количество колонок								Количество колонок				
	4	5	6	7	8				4	5	6	7	8
250-T	1 380	1 380	-	-	-	975	2 170	1 780	750	890	-	-	-
450-T	1 956	2 435	2 915	-	-	1 135	2 825	2 270	990	1 190	1 450	-	-
850-T	2 000	2 480	2 960	-	-	1 135	2 830	2 470	1 310	1 560	1 890	-	-
1200-T	-	3 195	3 830	4 465	-	1 330	3 165	2 500	-	2 080	2 540	2 890	-
1600-T	-	3 195	3 830	4 465	-	1 330	3 465	2 800	-	2 240	2 730	3 110	-
2200-T	-	3 270	3 910	4 540	-	1 330	3 165	2 700	-	3 050	3 690	4 230	-
2900-T	-	3 270	3 910	4 540	5 175	1 330	3 465	3 000	-	3 260	3 930	4 500	4 960
4700-T	-	-	4 300	5 010	5 710	1 825	4 280	3 670	-	-	4 880	5 620	6 220
7500-T	-	-	-	6 090	6 960	1 760	4 795	4 100	-	-	-	11 093	12 547

Модель	Производительность, л/ч	Потребление пара (кг/ч), 8 Бар, 175°C					Потребление воды на охлаждение, л/ч, 3 Бар, 15°C					Питающая вода, 2-6 Бар, 15°C
		Количество колонок					Количество колонок					Потребление питающей воды, кг/ч (Обратный осмос или Деионизация)
		4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	
250-T	540	255	156	-	-	-	368	182	-	-	-	621
450-T	890	302	243	204	-	-	623	308	121	-	-	1 024
850-T	1 670	267	459	384	-	-	1 168	578	228	-	-	1 921
1200-T	2 600	-	669	575	495	-	-	930	384	0	-	2 990
1600-T	3 450	-	943	792	682	-	-	1 195	470	0	-	3 968
2200-T	4 714	-	1 267	1 082	931	-	-	1 687	697	0	-	5 421
2900-T	6 000	-	1 640	1 378	1 185	1 044	-	2 078	817	0	0	6 900
4700-T	10 750	-	-	2 469	2 124	1 871	-	-	1 465	0	0	12 383
7500-T	17 000	-	-	-	3 163	2 930	-	-	-	0	0	19 040

Модель	Производительность, л/ч	Потребление пара (кг/ч), 7 Бар, 170°C					Потребление воды на охлаждение, л/ч, 3 Бар, 15°C					Питающая вода, 2-6 Бар, 15°C
		Количество колонок					Количество колонок					Потребление питающей воды, кг/ч (Обратный осмос или Деионизация)
		4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	
250-T	476	234	143	-	-	-	319	156	-	-	-	547
450-T	809	285	230	193	-	-	557	272	103	-	-	930
850-T	1 572	554	446	375	-	-	1 082	529	201	-	-	1 808
1200-T	2 423	-	677	557	479	-	-	843	338	0	-	2 786
1600-T	3 241	-	920	773	665	-	-	1 091	414	0	-	3 727
2200-T	4 395	-	1 227	1 049	901	-	-	1 529	612	0	-	5 054
2900-T	5 510	-	1 564	1 314	1 130	995	-	1 854	704	0	0	6 337
4700-T	9 693	-	-	2 311	1 988	1 751	-	-	1 238	0	0	11 147
7500-T	16 074	-	-	-	2 951	2 747	-	-	-	0	0	18 003

Модель	Производительность, л/ч	Потребление пара (кг/ч), 6 Бар, 165°C					Потребление воды на охлаждение, л/ч, 3 Бар, 15°C					Питающая вода, 2-6 Бар, 15°C
		Количество колонок					Количество колонок					Потребление питающей воды, кг/ч (Обратный осмос или Деионизация)
		4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	
250-T	419	205	125	-	-	-	276	133	-	-	-	482
450-T	725	253	204	171	-	-	490	236	86	-	-	834
850-T	1 385	484	390	327	-	-	936	451	164	-	-	1 593
1200-T	2 232	-	619	509	437	-	-	753	291	0	-	2 567
1600-T	2 900	-	816	686	590	-	-	945	344	0	-	3 335
2200-T	4 047	-	1 122	959	823	-	-	1 366	527	0	-	4 654
2900-T	4 880	-	1 373	1 154	992	874	-	1 590	578	0	0	5 612
4700-T	8 636	-	-	2 041	1 756	1 546	-	-	1 024	0	0	9 931
7500-T	14 497	-	-	-	2 622	2 465	-	-	-	0	0	16 237

Модель	Производительность, л/ч	Потребление пара (кг/ч), 5 Бар, 159°C					Потребление воды на охлаждение, л/ч, 3 Бар, 15°C					Питающая вода, 2-6 Бар, 15°C
		Количество колонок					Количество колонок					Потребление питающей воды, кг/ч (Обратный осмос или Деионизация)
		4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	
250-T	369	178	108	-	-	-	238	113	-	-	-	424
450-T	640	220	177	149	-	-	423	201	69	-	-	736
850-T	1 199	412	331	278	-	-	793	376	129	-	-	1 379
1200-T	2 012	-	549	452	387	-	-	655	241	0	-	2 314
1600-T	2 535	-	701	589	506	-	-	795	274	0	-	2 915
2200-T	3 650	-	995	850	729	-	-	1 187	437	0	-	4 198
2900-T	4 350	-	1 203	1 010	868	765	-	1 364	470	0	0	5 003
4700-T	7 580	-	-	1 760	1 513	1 335	-	-	819	0	0	8 717
7500-T	12 770	-	-	-	2 304	2 169	-	-	-	0	0	14 302

Модель	Производительность, л/ч	Потребление пара (кг/ч), 4 Бар, 152°C					Потребление воды на охлаждение, л/ч, 3 Бар, 15°C					Питающая вода, 2-6 Бар, 15°C
		Количество колонок					Количество колонок					Потребление питающей воды, кг/ч (Обратный осмос или Деионизация)
		4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	
250-T	298	141	86	-	-	-	188	87	-	-	-	343
450-T	535	181	145	122	-	-	345	160	51	-	-	615
850-T	1 010	341	274	230	-	-	651	303	97	-	-	1 162
1200-T	1 765	-	474	390	334	-	-	550	191	0	-	2 030
1600-T	2 175	-	591	496	426	-	-	652	209	0	-	2 501
2200-T	3 200	-	859	734	628	-	-	997	345	0	-	3 608
2900-T	3 743	-	1 016	853	733	646	-	1 122	360	0	0	4 304
4700-T	6 520	-	-	1 487	1 278	1 125	-	-	626	0	0	7 498
7500-T	10 892	-	-	-	1 946	1 832	-	-	-	0	0	12 199

Модель	Производительность, л/ч	Потребление пара (кг/ч), 3 Бар, 143°C					Потребление воды на охлаждение, л/ч, 3 Бар, 15°C					Питающая вода, 2-6 Бар, 15°C
		Количество колонок					Количество колонок					Потребление питающей воды, кг/ч (Обратный осмос или Деионизация)
		4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	
250-T	234	112	68	-	-	-	143	65	-	-	-	269
450-T	445	151	121	102	-	-	279	126	37	-	-	512
850-T	786	267	180	230	-	-	492	223	65	-	-	904
1200-T	1 475	-	398	328	280	-	-	436	139	0	-	1 696
1600-T	1 820	-	496	416	358	-	-	511	132	0	-	2 093
2200-T	2 676	-	722	617	527	-	-	791	252	0	-	3 077
2900-T	3 140	-	856	719	617	544	-	882	228	0	0	3 611
4700-T	2540	-	-	1 249	1 073	945	-	-	397	0	0	6 279
7500-T		Не применимо										